


CBC SLING & TWIST



DAS PRAKTISCHE EINHAND-SYSTEM ZUM VENENSTAUEN

ISOLIERSTATION
REHA- UND BLUTSPENDEZENTRUM
ONKOLOGIE

CBE Sling & Twinst verbessert die Patientenhigiene und schützt vor Übertragung von Keimen und MRSA durch Einmalgebrauch


Der latexfreie Venenstauer CBC Sling & Twist ist ein Einweg-Venenstauer für die venöse Blutentnahme und intravenöse Kanülierung. Der Venenstauer ist individuell gerollt und aus einem synthetischen Polymer hergestellt. Einhand-Venenstauer funktionieren ähnlich wie die herkömmlichen Systeme, allerdings muss hierbei der Verschluss nicht mit einer zweiten Hand befestigt werden, sondern hält bereits schon beim Festziehen des Stauers. So kann auch einhändig problemlos gearbeitet werden.

Bedingt durch den Einmalgebrauch des Bandes werden Kreuzkontamination mit MRSA und anderen Keimen verhindert. Der latexfreie Venenstauer bietet zusätzlich zum einmaligen Gebrauch eine unschlagbare Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Qualität und ist eine kostengünstige Alternative zu wiederverwendbaren Venenstauern. Aufgrund des breiten Bandes und des weichen Vlies sorgt der Venenstauer für einen guten Sitz während der Verwendung ohne die Haut einzuquetschen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Kontrolliertes Stauen, Lösen und Nachstauen mit Drehknopf (Twist)
- Einfache Anwendung durch Einhandbedienung
- Gewährleistet individuelle Staukraft je nach Patient
- Einmalgebrauch des Bandes: keine Kreuzkontamination mit MRSA und anderen Keimen
- Breites Band (35 mm) verhindert das Einschnüren und Quetschen der Haut
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen dank weichem Vlies
- Einfaches Schließen und Öffnen, Mikrokllett haftet auf der gesamten Bandlänge
- Praktische Bandentnahme auch von der Rolle erhältlich
- Latex-frei, Silikon-frei, DEHP-frei
- Made in Germany






Der sanfte Einweg-Venenstauer verringert das Risiko von nosokomialen Infektionen. Samtweiches Vlies und einfache Handhabung zeichnen dieses Produkt aus. Zuverlässiges Stauen ist gewährleistet.


Bestellinformationen

Ausführung	Stück/VE	Artikel-Nr.


Anwendung



Weißer Seite zum Arm des Patienten.



Staukraft durch Ziehen aufbauen.



Straff um den Arm legen und im Klettbereich fixieren.

HINWEIS: CBE Sling & Twinst ist ein Einwegprodukt und nur zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Nach dem Gebrauch darf es nicht wiederverwendet und sollte vorschriftsgemäß entsorgt werden.