

Klinika Medical

MEDICAL DEVICES MADE IN GERMANY

JETZT
kostenloses
Testset
bestellen

info@klinika-medical.de

Jetzt
**Nachresektionsrate
nachweislich senken!**

Unsere Kundenstimmen
> Seite 10/11

EINFACH. SICHER. INNOVATIV.

klinika-medical.de | info@klinika-medical.de



Innovator des Jahres



Made in Germany



Wir unterstützen den Verein
"Kompetenz gegen Brustkrebs"





**Mangelnde
Kommunikation**
rund ums Präparat
erhöht unnötig die
Nachresektionsrate.



Innovator des Jahres



Made in Germany



WEITERE RISIKEN **SOFORT** **MINIMIEREN**

01. Mangelnde Kommunikation
02. Der hohe Kostenfaktor
03. Den Mehraufwand
04. Schlechte Reputation
05. Hohe Fehlerquellen
06. Kein optimaler Prozessablauf
07. Risiko in der Hygiene



Und was kostet das?
jetzt weiterlesen ▶

DIE LÖSUNG IST SO EINFACH

Mit **unter 20€**
können Sie viele
dieser Risiken
extrem
reduzieren!



Innovator des Jahres



Made in Germany



Wollen Sie auch Ihre Nachresektionsrate senken?

01

Die Nachresektionsrate
kann deutlich gesenkt
werden

02

In der Regel sind KEINE
zweiten Operationen
notwendig

03

Starke
Kostensenkung!

Bestellen Sie noch heute ein kostenloses Testset



Was kann KliniTray™?
jetzt weiterlesen ▶



MADE IN GERMANY

KliniTray™

Innovatives System zur Tumorfizierung und Bestimmung der Resektionsränder.

KliniTray™ dient zur Untersuchung und Aufbereitung von Tumorgewebe, das intra und/oder post-operativ eine genaue Beschreibung des freien Resektionsrandes benötigt.

Mit Hilfe von KliniTray™ kann das Gewebe in einer vorgegebenen dreidimensionalen, räumlichen Orientierung sicher transportiert und sowohl radiologisch als auch sonographisch untersucht werden.



VIDEO

SCAN ME



Orientierungsmarker

cranial


Seitenangabe

lateral



caudal

Brustschema



Fixiernadel

Koordinationsrahmen

Mit einem ausgereiften **Qualitätsmanagement-System** sind wir nach **DIN EN ISO 13485-2016** zertifiziert. Unsere Produkte werden regelmäßig durch unsere benannte Stelle überprüft.

“

Mit dem Einsatz des KliniTray™ können wir einfach Brustchirurgie auf hohem Niveau betreiben. Wir können die Zweit-Operationsrate senken, welches nicht nur aus wissenschaftlicher und finanzieller Sicht sinnvoll ist, sondern auch aus ethischer Sicht.

”

Priv. Doz. Dr. med. Kolberg

PROJEKTSTUDIE

Beispiel Projekt Studie Frauenklinik



VIDEO

SCAN ME



“Der Vorteil für uns ist, wir können eine hohe Qualität abliefern. Der Vorteil für die Patientin ist, die Chance auf eine Nachresektion ist deutlich geringer. Das haben wir in einer Untersuchung an dieser Klinik festgestellt.

Wir haben Patientinnen nach neoadjuvanter Therapie mit und ohne KliniTray™ operiert und haben festgestellt, dass bei Benutzung des KliniTrays™ die Rate der Nachresektionen nur halb so hoch war.”



0%

Reklamationsrate




32%

der Kliniken sind
schon Anwender



96%

Zufriedenheit



Priv.- Doz. Dr. Hans-Christian Kolberg - Marienhospital Bottrop

Jamaris et al., (2018). Re-Excision Rates in Breast-Conserving Surgery for Invasive Breast Cancer after Neoadjuvant Chemotherapy with and without the Use of a Radiopaque Tissue Transfer and X-ray System, BreastsCare

EINFACH. SICHER. INNOVATIV.

Innovative Produkte gemeinsam mit Ihnen entwickeln, damit Sie und Ihr Patient sich einfach sicher fühlen.



„ Wir verwenden schon seit längerer Zeit die KliniTrays™ in unserem klinischen Alltag zur fachgerechten Asservierung von OP-Präparaten zur histologischen Aufarbeitung.

Die sterilen Platten ermöglichen uns eine sichere Fixierung von entnommenen Präparaten und deren exakte Lokalisation durch die aufgedruckten Körperteilvisualisierungen. Damit ist auch der Transport in die Pathologie gesichert und eine Verwechslung ausgeschlossen. Nicht zuletzt lassen sich Präparate nach Fixierung auf den „Platten“ sehr gut intraoperativ sonografieren, um eine Präparatrandsonografie sicher zu gewährleisten ohne nochmals das Präparat zu verdrehen. Selbstredend ist eine sichere Präparatradiografie durchführbar.

Das Spektrum der KliniTrays™ ist für gynäkologische Anwendungen gut erweitert worden. Insbesondere die Fixierung von Konisaten bzw. LOOP-Präparaten lässt sich ebenso problemlos bewerkstelligen und ermöglicht dem Pathologen eine exakte Zuordnung zur Portiooberfläche. **Ich kann die KliniTrays™ nur weiterempfehlen.“**

Dr. med. Frank Schure, Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH



WAS UNSERE KUNDEN SAGEN

“

Für mich als Kliniker ist es wichtig, dass die Topographie des entnommenen Gewebestücks für den Pathologen ersichtlich und damit letztendlich für die Bearbeitung und Beschreibung des Präparates durch den Pathologen vereinfacht und genauer möglich ist.

Auch der Sicherheitsaspekt durch die breitbasig anzufassenden Aufstecknadeln ist nicht zu vernachlässigen, da die Verletzungsgefahr dadurch sinkt. ”

Frau Dr. med. Balwanz

“

Das KliniTray™ System erlaubt uns bei Exzisionsbiopsien von Mikrokalk oder anderen radiologischen Befunden aus der Brust eine optimale Visualisierung im Präparateradiogramm.

Insbesondere für die Kommunikation mit der Pathologie ist die genaue Lagebestimmung des Befundes im Exzidat von großem Wert. ”

Prof. Dr. med. Watermann



Der KliniTray™ wurde individuell für verschiedene Fachbereiche weiterentwickelt: wie z.B. Dermatologie, Augen Chirurgie, Gynakologie u.v.m.

Fragen Sie ihren Fachbereich nach. Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen individuelle Lösungen an.

“

Unsere zufriedenen Kunden und der deutliche Rückgang der Nachresektionsrate sind für uns Motivation und Ansporn. **Machen Sie mit!**

”

KliniTray™ Ihre Vorteile auf einen Blick

01

SICHERE ANATOMISCHE ZUORDNUNG DER PRÄPARATRÄNDER

02

ERLAUBT DEM PATHOLOGEN, RADIOLOGEN DIE GLEICHE SICHTWEISE AUF DEN TUMOR WIE DEM CHIRURGEN

03

KLARE LOKALISIERUNG DES BEFUNDES DURCH RÖNTGENFÄHIGE ORIENTIERUNGSMARKER

04

OHNE ZEIT- ODER INFORMATIONSVERLUST

05



MADE IN GERMANY

06

SICHERES LUFT- UND WASSERDICHTES TRANSPORTGEFÄSS

07

IVD - IN VITRO DIAGNOSTICA

08


EIN INTERDISZIPLINÄRES, STANDARDISIERTES VERFAHREN MIT HOHER WIRTSCHAFTLICHKEIT

09

TOPOGRAFISCH EINDEUTIGE MARKIERUNG - KONFORM MIT DEN S3 - LEITLINIEN

KliniTray™ Verfahren

5 Schritte für ein sicheres und standardisiertes Verfahren





TITELSTORY

Unser Engagement für Frauen

Seit über 20 Jahren engagiert sich Kompetenz gegen Brustkrebs e.V. zur Förderung ganzheitlicher Medizin und Psychotherapie bei Brustkrebs.

Ein Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, die Patientenkompetenz so zu erhöhen, dass der Patient soviel Wissen über die Erkrankung, deren Entstehung, Verlauf und Behandlung aufbauen kann, damit er zu einem Experten in eigener Sache wird und dadurch auch ein gleichberechtigter und eigenverantwortlicher Partner ihrer Behandler wird.

Diese Philosophie spricht uns ganz besonders an. Denn auch unsere Produkte tragen den Gedanken der interdisziplinären Kompetenz unter Einbeziehung der Patienten in sich.

Unser Titelbild feiert inspirierende und starke Frauen. "Rebel Society" (NFT #6355) engagiert sich für soziale Gleichheit und unterstützt den Kampf der Frauen auf dem Weg zu echter Gleichberechtigung. Frauen mit Brustkrebs sind starke Frauen!





Werte

Ehrlichkeit und Transparenz sind uns wichtig. Win-Win ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern Voraussetzung für jede Form guter Zusammenarbeit.

Vision

Wir wollen gemeinsam mit Ärzten und Anwendern einfache und sichere Medizinprodukte herstellen, mit denen Sie sich wohlfühlen.

Unser Leitsatz
EINFACH. SICHER. INNOVATIV.

Nachhaltigkeit



Die Umwelt und das Klima liegt uns am Herzen, deshalb praktizieren wir wo immer es geht Nachhaltigkeit:

Nutzung von Sonnenenergie

unsere Verpackung ist recyclebar
Grüner Punkt

Energie effizientes Produzieren
und Arbeiten

wertschätzender Umgang mit
unseren Beschäftigten

Work-life Balance

Einsatz für Umwelt, Tierschutz
und benachteiligten Menschen



Klinika Medical
MEDICAL DEVICES MADE IN GERMANY

**Vielen Dank
für Ihr Vertrauen**

Deutschland Hauptsitz

KLINIKA Medical GmbH

Am Dornbusch 29
D-61250 Usingen
+49 (0) 6081-9139-0
info@klinika-medical.de

D-A-CH Vertriebspartner

ÖSTERREICH

Rudolf Heintel Gesellschaft m.b.H.
Erdbergstraße 166
1030 Wien - Österreich
+43 (1) 403 89 56-0
medizintechnik@heintel.at
heintel.at

SCHWEIZ

Admedics Advanced Medical Solutions AG
Langfeldstrasse 26
4528 Zuchwill - Schweiz
+41 32 686 60 80
info@admedics.com
admedics.com

klinika-medical.de